



ビバラックプラス用 オプション
注水・吸引歯ブラシセット
(注水・吸引機能が必要な方)

<セット内容>
ミニ歯ブラシ(ふつ)、
ミニ歯ブラシ(やわらかめ)、注水ポンプ、
注水チップ、注水ポンプ用ホース、
ポンプホルダー
E562 / 04562199986146
定価: 42,900 円(税込)



ビバラックプラス用 オプション
吸引歯ブラシセット
(吸引機能のみ必要な方)

<セット内容>
ミニ歯ブラシ(ふつ)、
ミニ歯ブラシ(やわらかめ)、
吸引歯ブラシ用クリップ、
吸引歯ブラシ用ホース、
吸引歯ブラシホルダー
E561 / 04562199986139
定価: 15,400 円(税込)

介護用オーラルケア用品。用途に応じて基本セット(吸引機能)の他に、
注水・吸引歯ブラシセット、吸引歯ブラシセットをお選び頂けます。
持ち運びが便利な軽量ハンディタイプ。家庭用100V電源でご利用できます。

ビバラックプラス (介護用オーラルケアシステム)

寸法: W150×D320×H246.5mm <基本セット内容>
電源: 単相100V 本体、水分離器(約800ml)、
電流: 4.0A 吸引チップホルダー、吸引チップ、
出力: 0.50kW 吸引チップ用ホース、清掃用棒ブラシ
質量: 約3.0kg
E560 / 04562199986122
定価: 93,500 円(税込)



注水・吸引歯ブラシセット/装着例



吸引歯ブラシセット/装着例



選べるビバラックプラス専用歯ブラシ
歯ブラシ

歯ブラシ(ふつ):
E501/04562199986023
歯ブラシ(やわらかめ):
E502/04562199986030
ミニ歯ブラシ(ふつ):
E517/04562199986061
ミニ歯ブラシ(やわらかめ):
E518/04562199986078
定価: 各種 1,980 円(税込)



ビバラックプラス専用ケース
ソフトケース
E509/04562199986045
定価: 7,480 円(税込)



滑らかで塗布・回収に優れた無味無臭の
水溶性保湿ジェルです。

ビバ・ジェルエット
Petit
(オーラルケア用湿潤ジェル)

成分: 水、グリセリン、アルギン酸Na、
ヒドロキシエチルセルロース、
セチルピリジニウムクロリド、
安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na

ビバ・ジェルエット(容量: 120g)
E551 / 04562199986153
定価: 1,980 円(税込)

ビバ・ジェルエット Petit(容量: 40g)
E552 / 04562199986214
定価: 1,078 円(税込)



やわらかいスポンジと
しなりのあるプラスチックの柄で、
リハビリを兼ねたケアを提供します。

ビバ・くるりん
(口腔粘膜ケア用スポンジブラシ)

全長: 150mm
材質: 先端/軟質ウレタンフォーム
柄/ポリスチレン

(30本入)
E546 / 04562199986085
定価: 1,980 円(税込)

(300本入)
E549 / 14562199986112
定価: 17,820 円(税込)



ビバ・ジェルエットプチと
ビバ・くるりんを組合わせた、
口腔粘膜ケアアスターターセットです。

オーラルケアセット
(口腔粘膜ケア用スポンジブラシ)
(オーラルケア用湿潤ジェル)

ビバ・くるりん10本入
ビバ・ジェルエットプチ1本
E553 / 04562199986221
定価: 1,760 円(税込)

株式会社 東京技研 URL: <http://www.viva-luck-oral-care.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市 名東区 香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445
【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17 (ISO13485 認証工場)



お問い合わせ

JQA-MD0058
機洗工場
歯科用吸引装置、
電動式吸引ポンプ、
電動式吸引器及び
歯面漂白加熱装置の
設計・開発及び製造

■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。

230210010 Y



看護・介護現場の
オーラルケアをサポート

オーラルケアからはじまる健康なカラダ。要介護者にとってオーラルケアは
単なる口腔内の清掃にとどまらず、食べる・話すといった
QOL(Quality Of Life = 生活の質)の維持・向上のためにも重要なケアです。
ビバラック・オーラルケアStyleで、快適なオーラルケアをご提案いたします。

Viva-Luck Oral Care

ビバラック・オーラルケア

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

ビバラック・オーラルケア

オーラルケアからはじまる健康なカラダ。好きなものを美味しく食べるといことは、健全な生活を送るうえでとても大切なことであり、また健康を維持するためにも、日々のオーラルケアが必要になります。

Style 1 ビバラックプラス

注水・吸引機能を投入し、安全なオーラルケアを追究!

介護用オーラルケアシステム

Q.ひみつ1 ダブル吸引

歯ブラシ先端の吸引と歯科専用吸引チップから同時に吸引。訪問診療時、オーラルケア時、患者様に応じた活用を実現。

Q.ひみつ2 歯ブラシの注水・吸引機能

歯ブラシからの吸引だけではなく、手元のボタンを押す事で注水を行い、より効率的なケアが可能。

Q.ひみつ3 気軽に持ち歩ける理想的なサイズ

小型・軽量化を実現し持ち運びの便利さを追求。



ダブル
W
吸引

注水・吸引
歯ブラシ

吸引チップ



※写真は、ビバラックプラス(基本セット)と注水・吸引歯ブラシセットです。

選べる3タイプ

口腔内の状態に合わせて、歯ブラシのオプションをお選びいただけます。



ビバラックプラス (基本セット)

吸引チップで大きな汚れや大量の水も楽々吸引できます。また、口腔内の状態にあわせて注水・吸引歯ブラシセット、吸引歯ブラシセットを併用することで、より効果的なオーラルケアの提供ができます。



注水・吸引歯ブラシセット

注水・吸引機能が必要な方へ。

口腔内に溜まった水や唾液を吸引しながらブラッシングができ、さらに手元のボタンを押せば、新鮮な水を注水しながらのブラッシングも可能です。



吸引歯ブラシセット

吸引機能のみ必要な方へ。

口腔内に溜まった水や唾液を吸引しながらブラッシングができます。

Style 2 ビバくるりん

口腔粘膜ケアに!

Q.ひみつ1 柔らかい花形のスポンジ

粘膜が過敏な患者様にも使用できる、柔らかいスポンジを採用。汚れをしっかりキャッチできる縦の溝。

Q.ひみつ2 ケア・リハビリに適した柄


長いプラスチック柄は汚れの除去、リハビリにも活用。改良を重ね、オーラルケアに適した柄の硬さ。

Q.ひみつ3 安全設計

特殊な技術でスポンジと柄を強固に接着し、より安心・安全なオーラルケアをサポート。



口腔粘膜ケア用スポンジブラシ



— 使用方法 —

- ① スポンジを水で湿らせ、きちんと絞ります。
- ② 左右どちらかの口角(唇の脇)からスポンジブラシを口腔内に入れ、口蓋(上あご)や歯肉、頬粘膜や舌の汚れを除去します。
- ③ 汚れたスポンジ部は、コップの水などで汚れを落とし、①~③を繰り返して下さい。

【イラスト参照】

※ ケア後は破棄して下さい。また開口障害のある方へのご使用は特に注意してください。

Style 3 ビバ・ジェルエット

お口の保湿に!

Q.ひみつ1 シンプル素材

保湿に必要な最低限の成分で設計。コンセプトは「固めの水」、水溶性の安心ジェル。

Q.ひみつ2 思いのままに操作可能なジェル形態


口腔内に塗布する際に、均一に伸びるジェルの形状。オーラルケア時の乾燥した汚れの除去にも使用しやすいタイプ。

Q.ひみつ3 違和感少ない無味無臭

摂食嚥下障害の患者様はもちろん、味覚障害を伴う患者様にも安心。



オーラルケア用湿潤ジェル



— 使用方法 —

- ① ビバ・ジェルエットを適量(1~2cm)取り出し、口腔粘膜全体に塗布します。
 - ② 塗布後、余剰なジェルは拭き取るか吐き出して下さい。
 - ③ 4~6時間毎にジェルの塗りなおしをして頂くことで、より保湿状態を保つことができます。また起床時の口腔内乾燥防止のため、就寝前に塗布することをお勧めします。
- ※ ビバくるりん等のスポンジブラシを使用することで、二次的にリハビリを行うことができます。