

CAPT+

コンパクトレーズ

CAPT フィニッシャー

～ CAPT Finisher ～



- ◆ 一般的名称: 歯科技工用電気レーズ
- ◆ 医療機器分類: 一般医療機器
- ◆ 製造販売業許可番号: 14B2X00036

W275 × D324 × H227 (mm) のコンパクトな技工用レーズ。CAPT+ と組み合わせることにより、吸引機能がプラスされより便利にお使い頂けます。オプションのホースセットを使えば他の技工用サクシヨンとの接続も可能です。用途により、高速約3,400rpm、低速約1,780rpmの二段切替えができます。

歯科用セントラルサクシヨンシステムの専門メーカー

 **株式会社 東京技研**

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

CAPTフィニッシャーは従来のCAPT+やセントラルサクシオンと 組み合わせて使用することで、より快適にお使い頂けます。

(装着するレーズ用ホイールの直径はφ90mmまで対応しております。)



プラス
+キャプトプラス

お手持ちのCAPT+と組み合わせれば、CAPT+の吸引機能を利用し、研磨中に飛び散る磨き砂や艶出し剤等をしっかりと吸引し、お部屋を汚しません。また、キャスターにより移動はらくらく、どこでも快適に作業を行えます。

※組み合わせる際はオプションの石膏用フィルタをご使用下さい。



プラス
+セントラルサクシオン

オプションのホースセットと組み合わせれば、技工用セントラルサクシオンに接続して使用が可能です。また、ブロワの性能に応じて、複数台の吸引もできます。

オプション



品名:クリアヘッド
製品コード:C407

全面透明のカバー。
良好な視界を確保します。



品名:吸引ホースセット
製品コード:C429

技工用セントラルサクシオンとの接続時に使用するアタッチメント。

仕様一覧

電源	電流 (50/60Hz)	質量	寸法 (W×D×H)	回転数 (無負荷時)
単相100V	0.5A	約7.0kg	275×324×227	低速約1780rpm 高速約3400rpm

株式会社 東京技研

URL:<http://www.tokyogiken.com>

e-mail:TC@tokyogiken.com

【本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13

【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2

【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-822

【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19

イケガミパート5

【福岡営業所】〒812-0042 福岡市 博多区 豊 1-8-21

【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37

ISO9001/ISO13485 認証工場

TEL:03-3703-5581 (代)

TEL:022-371-9651

TEL:052-776-3355

TEL:06-6368-8877

TEL:092-411-0377

TEL:045-591-4441

FAX:03-3705-1760

FAX:022-371-9653

FAX:052-776-3356

FAX:06-6368-8876

FAX:092-411-0376

FAX:045-591-4445

お問い合わせ



■性能向上のため、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取付、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本商品は国内使用を前提に製造しております。国外にて発生したクレームは一切お受け致しません。