

D
が始動する。



DUAL Suction



デュアルサクシオン

医療用具承認番号: 21400BZZ00357000号
製品コード: 1329 1-A129 (50Hz)
1329 1-A130 (60Hz)
サイズ: W570×D621×H1121

■ Specifications ■ 仕様一覧

スーパーバイオフィルタ

HEPA 規格の特殊バイオフィルタ。
0.3 μm までの粉塵を 99.97% 捕集します。
圧力損失を最小限におさえたフィルタは
サクシヨンの吸引性能を低下させません。

デュアルフィルタ

帯電不織布製のデュアルフィルタは
ブロウ内部への粉塵進入を確実にカット。
交換に手間がかからない設計ですので
半年～1年に一度の交換も簡単に行えます。

口腔外用サクシヨン

安定した機能と耐久性を持つブロウを搭載。
治療時に発生する有害な浮遊粉塵を、
発生源で確実にキャッチ。
クリーンな治療環境を確保いたします。

診療用サクシヨン

高性能ターボブロウの使用により
コンパクトで真空圧が高く
大風量なサクシヨンの搭載が実現。
省エネ・耐久性の良さも自慢です。

バックアップサクシヨン

診療用サクシヨンが万一故障した場合の
バックアップサクシヨン。
突然のサクシヨンの故障にも患者さんを
待たせることなく診療が続けられます。

分離器

効率よく水と空気を分離して、
満水になるとフロートスイッチが働き
自動的にサクシヨンの運転を止めて排水します。

セントラル方式固定型

フリーアーム・フォルテ-F

医療用具承認番号:20400BZZ00097000号

「吸引量アップ」「なめらかな可動性」
「診療室にマッチするデザイン」をコンセプトに開発されました。
ホースのないシンプルフォルムや
ノンタッチセンサースイッチを装備いたしました。

スペースは
1/2

機能は
×2

デュアルサクシヨン

■ Features ■ 特長

- ・口腔外用サクシヨンと診療用サクシヨンの一体型で安価。
- ・フリーアーム・フォルテ-F を(1台)標準装備。
- ・設置スペースの有効活用。
- ・分離器内蔵。
- ・バックアップサクシヨン/スーパーバイオフィルタを標準装備。

機種	電源	電流 (50/60Hz)	出力	風量・風圧		使用口数
	寸法 W×D×H ()内は最低設置寸法			重量	騒音	ベルト
デュアルサクシヨン	3相200V	9.2/9.6A	1.75kW	(診療)	0.6m ³ /minの時 17.65kPa	1～4ヶ所
	単相100V	7.0/7.3A	0.75kW	(口腔外)	8.0m ³ /minの時 1.96kPa	1～2ヶ所
	570(750)×621(800)×1121(1250)			(バックアップ)	0.5m ³ /minの時 14.30kPa	1～4ヶ所
				約110kg	約68dB	モータ直結型

*上記は20℃の場合の測定値です。 *仕様は予告なく変更する場合がございます。 *寸法の単位はmmです。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

お問い合わせ

- 【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13 tel. 03-3703-5581 fax. 03-3705-1760
 【横浜工場・認定取得工場】〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-37 tel. 045-591-4441 fax. 045-591-4445
 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-28-2 tel. 022-371-9651 fax. 022-371-9653
 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市名東区香流1-822 tel. 052-776-3355 fax. 052-776-3356
 【大阪営業所】〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-8-1 tel. 06-6368-8877 fax. 06-6368-8876
 【福岡営業所】〒812-0042 福岡市博多区豊1-8-21 tel. 092-411-0377 fax. 092-411-0376

■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。 ■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。 ■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。 ■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けいたしません。

