



# LEFALO

歯科技工用高輝度LEDライト レファロ B450/04562199981486

80灯の白色LEDをリング状に配置

3倍拡大レンズを標準装備

ハニカム付きファンユニット装着可能



**NEW!**

 株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

# LEFALO

歯科技工用高輝度 LED ライト“LEFALO”は、技工作業に関わるすべての方へお使い頂けます。作業中のお手元を明るく照らすと同時に、レンズによりクリアな視界を確保します。


LEFALO は目に負担をかけない設計で作業効率をアップします。

**1.** 80灯もの白色LEDをリング状に配列し内側には3倍拡大レンズを搭載。光源にLEDを利用する事により、省エネ効果と長寿命化を実現しました。

**2.** 簡単に取り外して持ち運びができるリムーバブル設計。単三電池を入れるだけでどこでも使用可能です。

**3.** 安定性・操作性を重視したアームはスムーズな動きで快適な作業空間を演出します。

**4.** どんな机にもフィットするクランプ式スタンドを標準装備。オプションのネジ止めホルダーへの切り替えも可能です。



## ■ オプション (別売品)



### ◀ ファンユニット

作業中に発生する粉塵の拡散を抑え、清潔な室内環境を保ちます。  
※取付ける際レンズユニットを外す必要があります。  
B451/04562199981493



### ネジ止めホルダー ▶

ビスで止める固定用タイプ。  
C312/04562199982728

※取付可能厚  
6~55mmまで

## LEFALO 本体



項目	定格値
消費電力	10W以下(TYP 7W)
定格電圧	DC+5V±5%
使用電池	単三アルカリ乾電池(4本直列8.0V MAX)
搭載LED	φ3mm 白色LED(80個搭載)
動作順序	OFF→LED→FAN→LED+FAN
FAN用ジャック	FAN専用ジャック
入力端子	DCジャック(電圧区分2) センターピン: +5V
照度	9000Lux以上(250mm位置)
色温度	5000~7000K
使用温度範囲	0℃~40℃
レンズ倍率	約3倍(ガラス製)
寸法	W131xD240xH47
質量	500g(レンズ+電池搭載)/450g(FAN+電池搭載)
製品コード	B450/04562199981486

\*上記は20℃の場合の測定値です。\*仕様は予告なく変更する場合がございます。\*寸法の単位はmmです。

## ACアダプター

項目	定格値
出力電力	12W以下(TYP 9W)
定格電圧	単相AC100~120V(50 / 60Hz) 30VA
出力電圧	DC+5V±5%

## アーム



項目	定格値
入力端子	DCジャック(電圧区分2) センターピン: +5V
出力端子	DCプラグ(電圧区分2) センターピン: +5V
寸法	W31xD20xL452 第2関節以降L224
質量	1100g

## ファンユニット (オプション)



項目	定格値
電流	1.4W以下(TYP 1.2W)
定格電圧	DC+5V
寸法	φ119xH65
質量	180g
製品コード	B451/04562199981493



信頼の技術。いまでも、これからも。  
株式会社 東京技研は、2008年で設立40周年を迎えました。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760  
 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653  
 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-822 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356  
 【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 ｲﾝﾌﾙｲｯﾄ tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876  
 【福岡営業所】〒812-0042 福岡市 博多区 豊 1-8-21 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376  
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445  
 020001 0209490 製造課



■性能向上のため、製品仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合がございます。■南北america以外や指定方法以外の取り扱い、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本製品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したフレームは一切お受けできません。