



アルテオの性能を最大限に引き出す  
取付けが簡単な義歯調整用マウス。



FREE ARM  
**ARTEO**  
装着イメージ

# CLEAR MOUTH PLUS

アルテオ義歯調整用マウス [クリアマウスプラス]



 株式会社 **東京技研**

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

アルテオ義歯調整用マウス [クリアマウスプラス]

# CLEAR MOUTH PLUS

チェアサイド義歯調整の、更なる快適さを  
広げる多彩な機能とデザイン性。

## 高い吸引効果。

手前側にある吸引口は、粉塵の吸引効率を向上させます。  
内側のカバーを外して直接粉塵を吸わせることもできます。

## 独自の構造と優れた耐久性。

粉塵が溜りにくい曲線構造と高い作業安定性の構造を  
徹底して追及。耐久性の向上の為、ポリカーボネートを採用。

## 継承する有機性。

アルテオのデザインコンセプトを継承し、  
診療環境に存在価値を提供いたします。

## アルテオの持つ機能との融合。

アルテオのLEDライトを活かす透過効率の良い形状。



FREE ARM  
**ARTEO**  
装着イメージ



チェアサイドの義歯調整時に  
最適なポジションでご使用いただけます。  
着脱が簡単なので、患者様を  
待たせることなく素早い対応が可能です。



内側のカバーを外して  
ご利用いただけます。

※ 装着時はアーム関節の強弱調整をおこなってください。

## オプション



オプションのアダプターを使用することで  
技工用としてもお使いいただけます。



クリアマウスプラス  
技工用アタッチメントセット  
B337/04562199981639



カンタン分解でお手入れラクラク！  
清潔な診療環境向上のお手伝い。

パーツごとに分解できる構造の採用で、清掃の手間の  
更なる軽減を図りました。手際よくメンテナンスが  
できるので、いつも患者様に清潔感を伝えられます。

## クリアマウスプラス

寸法	W160×D270×H190
質量(本体)	約380g
材質	ポリカーボネート、アクリル
製品コード/JAN	B336/04560200858222

\*上記は20℃の場合の測定値です。\*寸法の単位はmmです。  
\*仕様は予告なく変更する場合がございます。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13  
 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2  
 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-822  
 【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 ヲガミビル5  
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7  
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37

tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760  
 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653  
 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356  
 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876  
 tel: 092-4111-0377 fax: 092-4111-0376  
 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445



ISO 9001 ISO 13485

■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。